

**Sistema Dispensador ULTRA-TURRAX[®] Tube Drive**

IKA

Sistema Dispensador ULTRA-TURRAX[®] Tube Drive

Dispensar, agitar y moler usando un solo mecanismo. Sistema dispensador desechable patentado para volúmenes de 2 hasta 50 ml con tubos de muestra de un solo uso herméticamente sellados. Protección y seguridad de: muestras de materiales infecciosos, sustancias tóxicas, materiales de fuertes olores.

- Sin posibilidad de contaminación cruzada
- Para uso individual o en serie
- Incremento de la seguridad dado su bajo voltaje (24 V)
- Contenedores de plástico resistentes a los productos químicos
- Evacuación simple y sin peligro
- Función antibloqueo

Tubos de dispersión (20 y 50 ml) con membrana perforable y esterilizados con rayos gamma disponibles si se solicitan.

Material de suministro: Dispositivo con gancho de extracción para el desmontaje de la unidad rotor-estator

Especificaciones

Potencia del motor de entrada/salida: 20/17 W

Volumen: 2 ... 50 ml

Rango de velocidad: 300 ... 6000 rpm

Temporizador: 1 ... 59 s (300 ... 6000 rpm)

1 ... 29 min (300 ... 4000 rpm)

Dimensiones (An x L x Alt): 100 x 160 x 40 mm

Peso: 0,75 kg



Code	Description	Packaging
LLG09570500	ULTRA-TURRAX® Tube DriveDispenser, incl	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

