

**Termómetro de precisión, calibrable****Ludwig Schneider****Termómetro de precisión, calibrable**

Capilar: recubierto de amarillo, redondo. Profundidad de inmersión: total.

Disponible con certificado de calibración, certificado de calibración de fábrica o certificado de calibración DAkkS.

Versiones protegidas contra rotura con recubrimiento de FEP disponibles bajo pedido. 0b



Code	Description	Packaging
LLG06259873	Precision-Cold-Laboratory Thermometer s	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

