

**Termómetro de precisión, calibrable****Ludwig Schneider****Termómetro de precisión, calibrable**

Capilar: recubierto de amarillo, redondo. Profundidad de inmersión: total. Disponible con certificado de calibración, certificado de calibración de fábrica o certificado de calibración DAkkS. **Versiones protegidas contra rotura con recubrimiento de FEP disponibles bajo pedido. 0b**



Code	Description	Packaging
LLG06259873	Precision-Cold-Laboratory Thermometer s	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

