


**Molino de mortero RM 200****Retsch****Molino de mortero RM 200**

Adecuado para la molienda seca y húmeda de muestras blandas, quebradizas, duras y pastosas. Dependiendo de la muestra, cantidades desde aprox. 10ml hasta 190ml pueden ser reducidas en tamaño, trituradas y homogeneizadas. Con rascador de madera de haya (accesorio especial) para aplicaciones farmacéuticas y homeopáticas. El RM 200 es excepcionalmente fácil de manejar y limpiar. Con control digital de tiempo y pantalla de rendimiento, escala para el ajuste reproducible del mortero, apagado automático incorporado y parada rápida del motor.

Pedir mortero y pistilo por separado.?**Especificaciones****Tamaño de la alimentación*:** máx. 8 mm**Tamaño del lote/volumen de la alimentación:** 10 - 190 ml**Finura final*:** aprox. 10 µm**Dimensiones (An x L x Alt):** 400 x 370 x 480 mm**Peso aprox.:** aprox. 24 kg (sin set de molienda)**Requisitos de suministro:** 220 - 240 V / 50 Hz

Code	Description	Packaging
LLG09738170	Mortar mill RM 200220 - 240 V, 50 Hz	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

