

**Tubo de vacío de PTFE con pequeño reborde KF****VACUUBRAND****Tubo de vacío de PTFE con pequeño reborde KF**

De PTFE antiestático. Reborde de acero inoxidable 1.4305.

-Interior liso para evitar la acumulación de condensación y/o partículas. Gran conductividad, mínima turbulencia.

-Material PTFE, antiestático según Norma BS 2050:1978107 Ohm de resistencia entre el interior y el reborde para evitar la formación de cargas electrostáticas, como se requiere por ejemplo para aplicaciones ATEX.



Code	Description	Packaging
LLG09882617	Vacuum tubing DN 16PTFE with KF, 500 mm	1 pz.
LLG09882618	Vacuum tubing DN 16PTFE with KF, 1000 m	1 pz.
LLG09882619	Vacuum tubing DN 25PTFE with KF, 500 mm	1 pz.
LLG09882620	Vacuum tubing DN 25PTFE with KF, 1000 m	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

