

**Escurreidores LLG, alambre recubierto de PE**


Mettler-Toledo Online

**Escurreidores LLG, alambre recubierto de PE**

Montaje en pared o sobre mesa para 50 frascos de reactivos y 5 matraces.

Con canal de goteo y patas cubiertas de plástico.

Dimensiones (L x An x Alt): 360 x 130 x 650 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06281619	LLG-Draining rackfor 50 reagent bottles	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

