

**Escurreidores LLG, alambre recubierto de PE**


Mettler-Toledo Online

Escurreidores LLG, alambre recubierto de PE

Montaje en pared o sobre mesa para 50 frascos de reactivos y 5 matraces.

Con canal de goteo y patas cubiertas de plástico.

Dimensiones (L x An x Alt): 360 x 130 x 650 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06281619	LLG-Draining rackfor 50 reagent bottles	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

