

**Esterilizadores de vapor (autoclaves), serie HG****HMC-EUROPE****Esterilizadores de vapor (autoclaves), serie HG**

- Certificados según la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/EU
- Disponibles en 4 tamaños con 50, 80, 113, 133 litros de volumen útil efectivo
- Innovador sistema de cierre con tapa motorizada que incluye la supervisión de la presión y la temperatura
- Generación de vapor en la cámara
- Alta eficiencia energética y larga vida útil
- Enfriamiento rápido para tiempos de enfriamiento cortos
- También disponibles con un sensor de temperatura flexible para la esterilización de líquidos
- Función de temporizador y 4 grupos de programas con 3 subgrupos cada uno, incluyendo el programa nocturno y el de disolución, los ajustes para programas personalizados siempre son posibles
- No se requiere una instalación de agua/agua residual
- Ruedas para uso móvil
- Superficie de plástico fácil de limpiar con bordes redondeados en las zonas de contacto (sin quemaduras ni heridas).
- Los factores eléctricos, mecánicos y de construcción garantizan el más alto nivel de calidad y protección del usuario
- Los accesorios permiten configurar el autoclave según sus necesidades.
- También se dispone de filtros de aire de escape para laboratorios de nivel de seguridad S2 y superior



Code	Description	Packaging
LLG09842410	Autoclave HG 5050 I, chamber Ø 364x482	1 pz.
LLG09842411	Autoclave HG 8080 I, chamber Ø 364x730	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

