

**Unidad de centrifuga/Concentrador Vivaspín 6****Sartorius****Unidad de centrifuga/Concentrador Vivaspín 6**

Membrana: polietersulfona. Los concentradores Vivaspín 6 se han desarrollado para ofrecer un aumento de flexibilidad y rendimiento en el volumen a centrifugar. Vivaspín 6 puede procesar 6 ml en rotores oscilantes o angulares aceptando tubos de fondo cónicos de 15 ml. El Vivaspín 6 ofrece membranas verticales gemelas para velocidades sin par de la filtración y 100x más concentraciones.

Área de membrana: 2,5 cm<sup>2</sup>

Máx. fuerza de centrifugación: 8000 x g

Volumen muerto: 10 µl



Code	Description	Packaging
LLG09049765	Vivaspin 6, MWCO 5000Pack of 25/25	25 pz.
LLG09049766	Vivaspin 6, MWCO 10000Pack of 25/25	25 pz.
LLG09049767	Vivaspin 6, MWCO 30000Pack of 25/25	25 pz.
LLG09049768	Vivaspin 6, MWCO 50000Pack of 25/25	25 pz.
LLG09049769	Vivaspin 6, MWCO 100000Pack of 25/25	25 pz.
LLG09049782	Vivaspin 6 concentrators (2-6ml)pac/100	100 pz.
LLG09049783	Vivaspin 6 concentrators (2-6ml)pac/100	100 pz.
LLG09049784	Vivaspin 6 concentrators (2-6ml)pac/100	100 pz.
LLG09049785	Vivaspin 6 concentrators (2-6ml)pac/100	100 pz.
LLG09049786	Vivaspin 6 concentrators (2-6ml)pac/100	100 pz.
LLG09049787	Vivaspin 6 concentrators (2-6ml)pac/100	100 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

