

**Unidad de centrifuga/Concentrador Vivaspin 6****Sartorius****Unidad de centrifuga/Concentrador Vivaspin 6**

Membrana: polietersulfona. Los concentradores Vivaspin 6 se han desarrollado para ofrecer un aumento de flexibilidad y rendimiento en el volumen a centrifugar. Vivaspin 6 puede procesar 6 ml en rotores oscilantes o angulares aceptando tubos de fondo cónicos de 15 ml. El Vivaspin 6 ofrece membranas verticales gemelas para velocidades sin par de la filtración y 100x más concentraciones.

Área de membrana: 2,5 cm²

Máx. fuerza de centrifugación: 8000 x g

Volumen muerto: 10 µl



Code	Description	Packaging
LLG09049765	Vivaspin 6, MWCO 5000Pack of 25/25	25 pz.
LLG09049766	Vivaspin 6, MWCO 10000Pack of 25/25	25 pz.
LLG09049767	Vivaspin 6, MWCO 30000Pack of 25/25	25 pz.
LLG09049768	Vivaspin 6, MWCO 50000Pack of 25/25	25 pz.
LLG09049769	Vivaspin 6, MWCO 100000Pack of 25/25	25 pz.
LLG09049782	Vivaspin 6 concentrators (2-6ml)pac/100	100 pz.
LLG09049783	Vivaspin 6 concentrators (2-6ml)pac/100	100 pz.
LLG09049784	Vivaspin 6 concentrators (2-6ml)pac/100	100 pz.
LLG09049785	Vivaspin 6 concentrators (2-6ml)pac/100	100 pz.
LLG09049786	Vivaspin 6 concentrators (2-6ml)pac/100	100 pz.
LLG09049787	Vivaspin 6 concentrators (2-6ml)pac/100	100 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6ª Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

