

**Electrodos de pH combinados****SI Analytics****Electrodos de pH combinados**

Con cabezal enchufable, eje de cristal, diafragma de platino (N64 con diafragma de manguito), electrolito KCl de 3 mol/l, sistema de referencia Silamid® y membrana esférica de 12mm de diámetro.



Code	Description	Packaging
LLG09041100	Electrodes N 61	1 pz.
LLG09041105	Electrodes H 61	1 pz.
LLG09041110	Electrodes N 62	1 pz.
LLG09041112	Electrodes H62	1 pz.
LLG09041120	Electrodes N 64	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

