



Matraces aforados de plástico, clase B, con tapones NS de PE

Isolab

Matraces aforados de plástico, clase B, con tapones NS de PE

Conformes a DIN EN ISO 1042, ajustados a IN, con tapones esmerilados de PE estándar.



Code	Description	Packaging
LLG09276590	Volumetric flask 25 ml, clearPP, cl.B,	1 pz.
LLG09276591	Volumetric flask 50 ml, clearPP, cl.B,	1 pz.
LLG09276592	Volumetric flask 100 ml, clearPP, cl.B,	1 pz.
LLG09276593	Volumetric flask 250 ml, clearPP, cl.B,	1 pz.
LLG09276594	Volumetric flask 500 ml, clearPP, cl.B,	1 pz.
LLG09276595	Volumetric flask 1000 ml, clearPP, cl.B	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

