



Volumetric pipettes, AR-glas®, class AS, 1 mark, amber graduation

BRAND GMBH + CO.KG

Pipetas aforadas, AR-glas®, clase AS, 1 aforo, graduación en ámbar

Blaubrand® Eterna. DIN EN ISO 648. Calibradas para entrega (TD, EX). Marca DE-M.

Graduaciones e inscripciones en color ámbar Eterna (especialmente resistente a los métodos de limpieza agresivos). Todas las pipetas aforadas Blaubrand® se suministran con un número de lote y un certificado de lote por cada paquete exterior del fabricante. También están disponibles con un certificado de calibración de obras individuales, USP o DAkkS (antiguo DKD) a petición del cliente.

El certificado de lote también está disponible para su descarga en la página web del fabricante.



Code	Description	Packaging
LLG09273222	Graduated pipettes, 5 ml, cl.ASAR-glass	



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

