

**Mantas calefactoras estándar serie KM-G****SAF Wärmetechnik****Mantas calefactoras estándar serie KM-G**

Mantas calefactoras LabHEAT® para matraces, fondo redondo. Elemento calefactor de hilo de vidrio flexible, camisa exterior de seda de vidrio, con diám. 60 mm de salida de fondo a partir de 500 ml, temperatura máxima del elemento calefactor 450 °C, cable de alimentación de 1,5 m (conectado a tierra) con interruptor de zona calefactora y RCD (detección de corriente residual), tensión nominal 230 V AC.



Code	Description	Packaging
LLG09642401	Heating mantle KM-G 2525 ml, 65 watt,1	1 pz.
LLG09642402	Heating mantle KM-G 5050 ml, 75 watt,1	1 pz.
LLG09642403	Heating mantle KM-G 100100 ml, 120 watt	1 pz.
LLG09642404	Heating mantle KM-G 250250 ml, 180 watt	1 pz.
LLG09642405	Heating mantle KM-G 500500 ml, 250 watt	1 pz.
LLG09642406	Heating mantle KM-G 10001000 ml, 450 wa	1 pz.
LLG09642407	Heating mantle KM-G 20002000 ml, 600 wa	1 pz.
LLG09642408	Heating mantle KM-G 30003000 ml, 800 wa	1 pz.
LLG09642409	Heating mantle KM-G 40004000 ml, 900 wa	1 pz.
LLG09642410	Heating mantle KM-G 50005000 ml, 1200 w	1 pz.
LLG09642411	Heating mantle KM-G 60006000 ml, 1400 w	1 pz.
LLG09642412	Heating mantle KM-G 1000010000 ml, 2000	1 pz.
LLG09642413	Heating mantle KM-G 2000020000 ml, 2200	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*



