

**Depósitos de reactivos desechables económicos LLG, PS**

Mettler-Toledo Online

Depósitos de reactivos desechables económicos LLG, PS

Fabricados en poliestireno. Diseñados para su uso con pipetas multicanal y puede acomodar pipetas estándar de hasta 12 canales. Los lados angulados y el fondo en forma de V permiten la máxima recuperación de reactivos. Todos los depósitos tienen líneas de volumen graduadas internas y picos de vertido en las esquinas. Versiones de 25 ml o 50 ml. Disponibles en versiones estériles y no estériles.

-Certificados libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos



Code	Description	Packaging
LLG06282144	LLG-Disposable reagent reservoir econom	100 pz
LLG06282145	LLG-Disposable reagent reservoir econom	100 pz
LLG06282146	LLG-Disposable reagent reservoir econom	100 pz
LLG06282147	LLG-Disposable reagent reservoir econom	100 pz
LLG09041621	conductivity elektrode LE703(4 pole, gr	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

