



## Termostatos CORIO

Julabo

### Termostatos CORIO™

El termostato de inmersión C de CORIO™ es el modelo básico de la cartera de termostatos de CORIO™. La abrazadera de fijación de la bañera se incluye en la entrega y facilita el montaje del termostato en cualquier bañera de hasta 30 litros. Con unos pocos y sencillos pasos se puede instalar un juego de bomba en el termostato de inmersión CORIO™ CD. En poco tiempo, su termostato está listo para el control de temperatura de una aplicación externa.

- Control de temperatura preciso
- Para las aplicaciones estándar internas
- Profundidad de inmersión: 7,5 a 16,5 cm
- Pantalla brillante, blanca y fácil de leer
- Silencio de susurros
- Fácil de manejar

### CORIO™ C

- Para el tanque de baño de hasta 30 litros
- Clase I (NFL) según DIN 12876-1
- Capacidad de circulación 6 l/min a 0,1 bar

### CORIO™ CD

- Para el tanque de baño de hasta 50 litros
- Cambio de bomba entre la circulación interna y externa
- Interfaz USB
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Capacidad de circulación 15 l/min a 0,35 bar

Entrega sin baño, pedir por separado.

Para adaptar el termostato de inmersión CORIO™ a su aplicación individual, ofrecemos una amplia gama de accesorios (rejillas, tapas de baño y más).



Code	Description	Packaging
LLG04658066	IMMERSION THERMOSTAT CORIO CD +20...+150	1 pz
LLG07673349	IMMERSION THERMOSTAT CORIO C +20...+100°	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

