

**Mantas calefactoras estándar Serie KM-GH****SAF Wärmetechnik****Mantas calefactoras estándar Serie KM-GH**

Mantas calefactoras LabHEAT® para frascos, fondo redondo. Diseño idéntico a la serie KM-G, pero el elemento calefactor está hecho de hilo de cuarzo resistente al calor y permite una temperatura máxima de hasta 900 °C; cable de alimentación de 1,5 m (conectado a tierra) con interruptor de zona calefactora y RCD (detección de corriente residual); tensión nominal de 230 V AC.



Code	Description	Packaging
LLG09642440	Heating mantle KM-GH 100100 ml, 200 wat	1 pz.
LLG09642441	Heating mantle KM-GH 250250 ml, 300 wat	1 pz.
LLG09642442	Heating mantle KM-GH 500500 ml, 500 wat	1 pz.
LLG09642443	Heating mantle KM-GH 10001000 ml, 750 w	1 pz.
LLG09642444	Heating mantle KM-GH 20002000 ml, 1200	1 pz.
LLG09642445	Heating mantle KM-GH 40004000 ml, 1800	1 pz.
LLG09642446	Heating mantle KM-GH 60006000 ml, 2500	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

