

**Mantas calefactoras metálicas de la serie KM-M, sin controlador****SAF Wärmetechnik****Mantas calefactoras metálicas de la serie KM-M, sin controlador**

LabHEAT® - Mantas calefactoras para frascos, fondo redondo. Elemento calefactor de hilo de vidrio flexible en una carcasa metálica revestida de plástico y resistente a los productos químicos con interruptor de encendido y zona de calentamiento incorporado; temperatura máxima del elemento calefactor 450°C; cable de alimentación de 1,5 m (conectado a tierra) y RCD (detección de corriente residual); tensión nominal 230V AC.



Code	Description	Packaging
LLG09642500	Heating mantle KM-M 5050 ml, 55 watt,1	1 pz.
LLG09642501	Heating mantle KM-M 100100 ml, 100 watt	1 pz.
LLG09642502	Heating mantle KM-M 250250 ml, 150 watt	1 pz.
LLG09642503	Heating mantle KM-M 500500 ml, 200 watt	1 pz.
LLG09642504	Heating mantle KM-M 10001000 ml, 300 wa	1 pz.
LLG09642505	Heating mantle KM-M 20002000 ml, 500 wa	1 pz.
LLG09642506	Heating mantle KM-M 30003000 ml, 600 wa	1 pz.
LLG09642507	Heating mantle KM-M 40004000 ml, 750 wa	1 pz.
LLG09642508	Heating mantle KM-M 50005000 ml, 860 wa	1 pz.
LLG09642509	Heating mantle KM-M 60006000 ml, 1000 w	1 pz.
LLG09642510	Heating mantle KM-M 1000010000 ml, 1400	1 pz.
LLG09642511	Heating mantle KM-M 2000020000 ml, 2000	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

