

**Regulador de laboratorio serie KM-RX1000****SAF Wärmetechnik****Regulador de laboratorio serie KM-RX1000**

Regulador LabHEAT®. Regulador de temperatura electrónico de libre configuración con dos pantallas que indican los valores deseados y reales. Autooptimización PID, con función rampa, puerto USB, para configuración externa. Pt-100 o termopares para temperaturas de hasta 1200 °C, carcasa metálica (Alt x An x L) 75 x 205 x 140 mm con abrazadera de soporte fija, potencia de conmutación máx. 2300 W (10A), 1,5 m de cable de alimentación (conectado a tierra) con enchufe. Tensión nominal 230 V AC.



Code	Description	Packaging
LLG07619815	Laboratory controller KM-RX1001with Dio	1 pz.
LLG09642654	Laboratory controller KM-RX1004electron	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

