



Mantas calefactoras metálicas de la serie KM-ME, con controlador

SAF Wärmetechnik

Mantas calefactoras metálicas de la serie KM-ME, con controlador

LabHEAT® - Mantas calefactoras para frascos, fondo redondo. Elemento calefactor de hilo de vidrio flexible en una carcasa metálica revestida de plástico y resistente a los productos químicos, con interruptor de encendido y zona de calentamiento incorporado, **además equipado con un controlador** que permite un ajuste continuo de la potencia del calefactor; temperatura máxima del elemento calefactor 450°C; cable de alimentación de 1,5 m (conectado a tierra) y RCD (detección de corriente residual); tensión nominal 230V AC.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09642520 | Heating mantle KM-ME 5050 ml, 55 watt,1 | 1 pz. |
| LLG09642521 | Heating mantle KM-ME 100100 ml, 100 wat | 1 pz. |
| LLG09642522 | Heating mantle KM-ME 250250 ml, 150 wat | 1 pz. |
| LLG09642523 | Heating mantle KM-ME 500500 ml, 200 wat | 1 pz. |
| LLG09642524 | Heating mantle KM-ME 10001000 ml, 300 w | 1 pz. |
| LLG09642525 | Heating mantle KM-ME 20002000 ml, 500 w | 1 pz. |
| LLG09642526 | Heating mantle KM-ME 30003000 ml, 600 w | 1 pz. |
| LLG09642527 | Heating mantle KM-ME 40004000 ml, 750 w | 1 pz. |
| LLG09642528 | Heating mantle KM-ME 50005000 ml, 860 w | 1 pz. |
| LLG09642529 | Heating mantle KM-ME 60006000 ml, 1000 | 1 pz. |
| LLG09642530 | Heating mantle KM-ME 1000010000 ml, 140 | 1 pz. |
| LLG09642531 | Heating mantle KM-ME 2000020000 ml, 200 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*