



## Mantas calefactoras metálicas de la serie KM-ME, con controlador

SAF Wärmetechnik

**Mantas calefactoras metálicas de la serie KM-ME, con controlador**

LabHEAT® - Mantas calefactoras para frascos, fondo redondo. Elemento calefactor de hilo de vidrio flexible en una carcasa metálica revestida de plástico y resistente a los productos químicos, con interruptor de encendido y zona de calentamiento incorporado, **además equipado con un controlador** que permite un ajuste continuo de la potencia del calefactor; temperatura máxima del elemento calefactor 450°C; cable de alimentación de 1,5 m (conectado a tierra) y RCD (detección de corriente residual); tensión nominal 230V AC.



Code	Description	Packaging
LLG09642520	Heating mantle KM-ME 5050 ml, 55 watt,1	1 pz.
LLG09642521	Heating mantle KM-ME 100100 ml, 100 wat	1 pz.
LLG09642522	Heating mantle KM-ME 250250 ml, 150 wat	1 pz.
LLG09642523	Heating mantle KM-ME 500500 ml, 200 wat	1 pz.
LLG09642524	Heating mantle KM-ME 10001000 ml, 300 w	1 pz.
LLG09642525	Heating mantle KM-ME 20002000 ml, 500 w	1 pz.
LLG09642526	Heating mantle KM-ME 30003000 ml, 600 w	1 pz.
LLG09642527	Heating mantle KM-ME 40004000 ml, 750 w	1 pz.
LLG09642528	Heating mantle KM-ME 50005000 ml, 860 w	1 pz.
LLG09642529	Heating mantle KM-ME 60006000 ml, 1000	1 pz.
LLG09642530	Heating mantle KM-ME 1000010000 ml, 140	1 pz.
LLG09642531	Heating mantle KM-ME 2000020000 ml, 200	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

