



Mantas calefactoras de varios tamaños, serie KM-MPE para frascos de fondo redondo de diferentes tamaños

SAF Wärmetechnik

### Mantas calefactoras de varios tamaños, serie KM-MPE para frascos de fondo redondo de diferentes tamaños

Las mantas de calefacción LabHEAT® para frascos de fondo redondo. Diseñadas y técnicamente idénticas a la serie KM-ME, pero pueden utilizarse **para matraces redondos de tres tamaños diferentes**, con una temperatura máxima del elemento calefactor de 450°C; cable de alimentación de 1,5m (conectado a tierra) y RCD (detección de corriente residual); tensión nominal de 230V AC también equipada con un controlador que permite un ajuste continuo de la potencia.



Code	Description	Packaging
LLG09642540	Heating mantle KM-M 50-25050-250 ml, 16	1 pz.
LLG09642541	Heating mantle KM-M 250-1000250-1000 ml	1 pz.
LLG09642542	Heating mantle KM-M 1000-30001000-3000	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

