

**Regulador de potencia KM-L116 para mantas calefactoras****SAF Wärmetechnik****Regulador de potencia KM-L116 para mantas calefactoras**

Regulador LabHEAT® para mantas calefactoras. Electromecánico; control infinitamente variable sobre la toma de corriente; carcasa de plástico (Alt x An x L) 55 x 65 x 120 mm; potencia de conmutación máx. 2990 W (13 A); cable de alimentación de 1,5 m (conectado a tierra) con enchufe.



Code	Description	Packaging
LLG09642660	Power controller KM-L116electromechanic	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

