

**Cintas calefactoras aisladas con fibra de vidrio serie KM-HT-BS30****SAF Wärmetechnik****Cintas calefactoras aisladas con fibra de vidrio serie KM-HT-BS30**

Cintas calefactoras LabHEAT®. Sin protección contra la entrada de agua; con trenzado interior de protección metálico y aislamiento de fibra de vidrio; dimensiones del producto 30 x 5mm; radio de curvatura mínimo > 15mm; temperatura máxima del elemento calefactor 450°C; preterminación con extremo frío de 1,0m; voltaje nominal 230V AC.



Code	Description	Packaging
LLG09642720	Heating tape, fibre glass, KM-HT-BS30/0	1 pz.
LLG09642721	Heating tape, fibre glass, KM-HT-BS30/1	1 pz.
LLG09642722	Heating tape, fibre glass, KM-HT-BS30/1	1 pz.
LLG09642723	Heating tape, fibre glass, KM-HT-BS30/2	1 pz.
LLG09642724	Heating tape, fibre glass, KM-HT-BS30/2	1 pz.
LLG09642725	Heating tape, fibre glass, KM-HT-BS30/3	1 pz.
LLG09642726	Heating tape, fibre glass, KM-HT-BS30/4	1 pz.
LLG09642727	Heating tape, fibre glass, KM-HT-BS30/5	1 pz.
LLG09642728	Heating tape, fibre glass, KM-HT-BS30/7	1 pz.
LLG09642729	Heating tape, fibre glass, KM-HT-BS30/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

