



## Manguitos o retenes LAB, de plomo

### Manguitos o retenes LAB, de plomo

Cilíndricos. Proporcionan soporte estable a gran variedad de vasos.

Encapsulados en PVC rígido. Maleables. Se abren, cierran o adaptan al tamaño de la botella.



Code	Description	Packaging
LLG09149916	LAB sleeves,lead,PVC-coated,inner diam.	1 pz
LLG09149917	LAB sleeves,lead,PVC-coated,inner diam.	1 pz
LLG09149918	LAB sleeves,lead,PVC-coated,inner diam.	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

