



Manguitos o retenes LAB, de plomo

Manguitos o retenes LAB, de plomo

Cilíndricos. Proporcionan soporte estable a gran variedad de vasos.

Encapsulados en PVC rígido. Maleables. Se abren, cierran o adaptan al tamaño de la botella.



Code	Description	Packaging
LLG09149916	LAB sleeves,lead,PVC-coated,inner diam.	1 pz
LLG09149917	LAB sleeves,lead,PVC-coated,inner diam.	1 pz
LLG09149918	LAB sleeves,lead,PVC-coated,inner diam.	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

