


**Transiluminadores UV compactos****Vilber Lourmat****Transiluminadores UV compactos**

- Diseño compacto
- Carcasa de metal, con marco de filtro de acero inoxidable y filtro de "larga vida"
- Tecnología moderna, fabricación de la más alta calidad
- Modelos de longitud de onda simple o doble disponibles
- Los modelos BECXF tienen un selector de intensidad (Hi/Lo)



Code	Description	Packaging
LLG09971910	UV-Transilluminator BECXF-20.M,Hi/Lo in	1 pz
LLG09971911	UV-Transilluminator BECX-26.M Hi/Lo int	1 pz.
LLG09971914	UV-Transilluminator BTCP-26.LM dual wav	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

