



Lámparas UV

Vilber Lourmat

Lámparas UV

- Lámparas UV con y sin filtro* con diferentes longitudes de onda y niveles de potencia para una amplia gama de aplicaciones
- Modelos con selector de longitud de onda para múltiples aplicaciones
- Balasto electrónico (ECG), sin parpadeos, de bajo mantenimiento

Otros modelos bajo pedido.

Nota: pedir el soporte de la lámpara por separado.



Code	Description	Packaging
LLG09971915	Ultraviolet lamp BVL-215.Gfilter 495x12	1 pezzo
LLG09971918	Lampe UV portable UVllite Type BVL-6.LC	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

