



## Lámparas UV

Vilber Lourmat

### Lámparas UV

- Lámparas UV con y sin filtro\* con diferentes longitudes de onda y niveles de potencia para una amplia gama de aplicaciones
- Modelos con selector de longitud de onda para múltiples aplicaciones
- Balasto electrónico (ECG), sin parpadeos, de bajo mantenimiento

Otros modelos bajo pedido.

**Nota: pedir el soporte de la lámpara por separado.**



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09971915 | Ultraviolet lamp BVL-215.Gfilter 495x12 | 1 pezzo   |
| LLG09971918 | Lampe UV portable UVlite Type BVL-6.LC  | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

