

**Soluciones tampón de pH, técnicas****SI Analytics****Soluciones tampón de pH, técnicas**

Sin código de color, esterilizadas con vapor caliente. Valores de pH indicados a 25 °C. Se suministran en envases de vidrio DURAN® de 250 ml. Precisión: +/- 0,02 unidades de pH. Periodo de caducidad de aproximadamente 2 años.



Code	Description	Packaging
LLG09041043	Buffer solutions PH 4,00, 250 ml	1 pz.
LLG09041045	Buffer solution pH 7,00250 ml, technica	1 pz.
LLG09041048	Buffer solutions pH 10,00, 250 ml	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

