

**Soluciones tampón de pH****SI Analytics****Soluciones tampón de pH**

Con código de color. Valores de pH indicados a 25°C. En una etiqueta se indica el valor del pH a diferentes temperaturas. Suministrados en envases de 250 ml. Tolerancia: +/- 0,02 pH.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

