



Matraces Erlenmeyer de cuello ancho, DURAN<sup>®</sup>

DURAN Group

**Matraces Erlenmeyer de cuello ancho, DURAN<sup>®</sup>**

DIN EN ISO 24450. Con graduación y reborde. Con código Retrace (identificación de lote), certificado disponible en internet. Espesor de pared uniforme. Tipo de vidrio I/vidrio neutro según USP, EP y JP. Autoclavables.



Code	Description	Packaging
LLG09141114	Erlenmeyer flasks,DURAN®,wide neck,cap.	1 pz
LLG09141117	Erlenmeyer flasks,DURAN®,wide neck,cap.	1 pz
LLG09141124	Erlenmeyer flasks,DURAN®,wide neck,cap.	1 pz
LLG09141132	Erlenmeyer flasks,DURAN®,wide neck,cap.	1 pz
LLG09141136	Erlenmeyer flasks,DURAN®,wide neck,250mL	1 pz
LLG09141139	Erlenmeyer flasks,DURAN®,wide neck,300mL	1 pz
LLG09141144	Erlenmeyer flasks,DURAN®,wide neck,cap.	1 pz
LLG09141154	Erlenmeyer flasks,DURAN®,wide neck,cap.	1 pz
LLG09141163	Erlenmeyer flasks,DURAN®,wide neck,cap.	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

