

**Matraces Erlenmeyer de cuello ancho, DURAN[®]****DURAN Group****Matraces Erlenmeyer de cuello ancho, DURAN[®]**

DIN EN ISO 24450. Con graduación y reborde. Con código Retrace (identificación de lote), certificado disponible en internet. Espesor de pared uniforme. Tipo de vidrio I/vidrio neutro según USP, EP y JP. Autoclavables.



Code	Description	Packaging
LLG09141114	Erlenmeyer flasks,DURAN®,wide neck,cap.	1 pz
LLG09141117	Erlenmeyer flasks,DURAN®,wide neck,cap.	1 pz
LLG09141124	Erlenmeyer flasks,DURAN®,wide neck,cap.	1 pz
LLG09141132	Erlenmeyer flasks,DURAN®,wide neck,cap.	1 pz
LLG09141136	Erlenmeyer flasks,DURAN®,wide neck,250mL	1 pz
LLG09141139	Erlenmeyer flasks,DURAN®,wide neck,300mL	1 pz
LLG09141144	Erlenmeyer flasks,DURAN®,wide neck,cap.	1 pz
LLG09141154	Erlenmeyer flasks,DURAN®,wide neck,cap.	1 pz
LLG09141163	Erlenmeyer flasks,DURAN®,wide neck,cap.	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

