



### Cajas para portaobjetos

Codificadas por colores para facilitar su identificación. Las cajas de portaobjetos son perfectas para el almacenamiento o el transporte de portaobjetos de tamaño estándar (76 mm x 26 mm). Con forro de corcho. Apilables. Cada caja de 100 posiciones se asegura con un cierre níquelado resistente a la oxidación y un pasador de bisagra. La caja de 50 posiciones está asegurada por un mecanismo de cierre con pestillo de pulgar. Cada ranura está numerada para corresponder a la hoja de inventario de portaobjetos en la cubierta interior de la caja.



Code	Description	Packaging
LLG06240818	Microscope slide box, red for 25 micr/1	1 pz.
LLG06240819	Microscope slide box, green, for 25 m/1	1 pz.
LLG06241030	Microscope slide box, blue for 25 mic/1	1 pz.
LLG06268500	Slide box, white for 50 slides 76x26 /1	1 pz.
LLG07079563	Slide Box, whitefor 100 slides 76x26 mm	1 pz.
LLG09161284	Slide Box, bluefor 100 slides 76x26 mmc	1 pz.
LLG09161285	Slide box, greenfor 100 slides 76x26 mm	1 pz.
LLG09161286	Slide Box, redfor 100 slides 76x26 mmco	1 pz.
LLG09161287	Slide box, blackfor 100 slides 76x26 mm	1 pz.
LLG09161288	Slide box, yellowfor 100 slides 76x26 m	1 pz.
LLG09161289	Slide box, red for 50 slides 76x26 mm c	1 pz.
LLG09161300	Slide box, bluefor 50 slides 76x26 mmco	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

