

**Frasco de boca ancha Nalgene PassPort IP2, HDPE, con tapón de rosca, PP****Frasco de boca ancha Nalgene™ PassPort IP2, HDPE, con tapón de rosca, PP**

Línea segura, duradera y rentable de frascos de boca ancha para el embalaje y transporte de materiales peligrosos. Recomendado para clientes que diseñan, ensamblan y certifican sus propios envases combinados. Resistente a la rotura y a los pinchazos. La boca ancha permite el llenado fácil de materiales secos o líquidos. Paredes de alta resistencia. Moldeado en la base: Marca IP2, material, volumen, muesca de registro y la marca Nalgene®. Evaluado a 15 psi (103kPa) según 49 CFR 173.27 (c) (2), ICAO Technical Instructions Part 3-1;1.1.6.1, y IATA Dangerous Goods Regulations Section 5.0.2.9. A prueba de fugas.



Code	Description	Packaging
LLG09103244	Wide-neck bottles 125 ml, HDPE PassPo/12	12 pz.
LLG09103245	Wide neck bottles PassPort IP2HDPE 2/12	12 pz.
LLG09103246	Wide mouth bottles PassPort IP 2HDPE/12	12 pz.
LLG09103247	Wide mouth bottles, Passport IP2HDPE /6	6 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

