

**Gafas de protección SecureFit™ 400 con Scotchgard™ Revestimiento antivaho**

- Presenta la tecnología patentada de auto-ajuste 3M Pressure Diffusion Temple Technology
- Almohadillas nasales suaves y ajustables
- Puntos de contacto de las patillas acolchados y con doble inyección para mayor comodidad sobre las orejas
- Las lentes de policarbonato absorben el 99,9% de los rayos UVA y UVB
- Recubrimiento anti-vaho (SGAF) Scotchgard
- Lentes de espejo para interiores y exteriores (I/O)



Code	Description	Packaging
LLG04664580	Protection spectacle SecureFit 400 UV, S	1 pz.
LLG04664581	Protection spectacle SecureFit 400 UV, S	1 pz.
LLG04664582	Protection spectacle SecureFit 400 UV, S	1 pz.
LLG04664583	Protection spectacle SecureFit 400 UV, S	1 pz.
LLG04664584	Protection spectacle SecureFit 400 UV, S	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

