



Soplete PT 2000

Soplete PT 2000

Soplete multiusos manual para soldadura blanda y dura. Asa de polipropileno especialmente resistente así como asa de plástico para la sujeción segura del cartucho C 206 GLS. Regulación fina del gas y cambio simple del cartucho.

Peso: 380 g sin cartucho de gas

Consumo: 120 g/h

Temperatura de llama: 1750 °C





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

