

**Dispensador de tiritas QuickFix****B-SAFETY****Dispensador de tiritas QuickFix**

Tire y tendrá inmediatamente una tirita lista para usar. Cada tirita está empaquetada individualmente. Esto proporciona una gran seguridad higiénica. Listo para su uso en lugares de trabajo críticos. Las tiritas están hechas de material protector, PE que permite que la piel respire y son especialmente adecuadas para lugares de trabajo húmedos. El dispensador de QuickFix sólo mide 23 cm de ancho y 13,5 cm de alto. Contiene 90 tiritas a pesar de su modesto tamaño, por lo que puede ser instalado precisamente en aquellos lugares donde la necesidad es mayor. También es posible rellenar el dispensador con otros tipos de la gama QuickFix.

Repuesto largo elástico QuickFix, apósito de 30 partes para los dedos

Tiritas elásticas, que se ajustan a los movimientos de la piel y por lo tanto son muy cómodas de llevar. Las tiritas permiten que la piel respire.

-Resuelven la mayoría de los accidentes de forma rápida, fácil e higiénica



Code	Description	Packaging
LLG09733808	Plaster dispenser QuickFixincl. 2x refi	1 pz.
LLG09733809	refill pack Quickfixwith 45 water resis	1 pz.
LLG09733825	Refill pack QuickFix30-parts finger dre	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

