

Frasco DURAN[®] HPLC, sistema completo, tapón de rosca de 4 puertos

DURAN Group

Frasco DURAN[®] HPLC, sistema completo, tapón de rosca de 4 puertos

Para la transferencia estéril de medios o para alimentar con disolvente los instrumentos de HPLC. El frasco es resistente a la presión/vacío de -1 a +1,5 bar (probado por el TÜV de acuerdo con la norma EN 1596, con la marca GS). Incluye un tapón de rosca de 4 puertos (autoclavable, reutilizable) de PP, 4 tapones de rosca de conexión (negro, rosca M8) y junta de silicona. Adecuado para diámetros de tubo de 1,6 mm y 3,2 mm. Las piezas de repuesto están disponibles individualmente. Otros componentes del sistema de conexión para la rosca GL45 están disponibles a petición (no se incluyen los tubos). Vidrio neutro / Tipo I según USP/EP. Con código retrace (Identificación de lote), con certificado disponible a través de Internet. Autoclavable.



Code	Description	Packaging
LLG09072525	Laboratory bottles, 1000 ml DURANHPLC G	1 pz
LLG09072526	Laboratory bottles, 500 ml DURANHPLC GL	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

