



Micropipeta multicanal Eppendorf Research[®] plus (EU IVD Product), variable

Disponibile con volumen fijo o regulable. La pipeta ultraligera Eppendorf Research plus cumple con los más altos requisitos de precisión y exactitud.

Ergonómica:

- Botones de control codificados por colores para la detección de volumen
- Pantalla de volumen de cuatro dígitos con pantalla de aumento
- Sólo unos pocos giros para ajustar el volumen deseado
- Fuerzas de accionamiento muy reducidas (botón giratorio, expulsor)
- Cono de puntas cargado por resorte para un ajuste óptimo de la punta con una fuerza de fijación mínima

Flexible:

- Selección entre pipetas de un canal, multicanal y de volumen fijo en diferentes tamaños
- Posibilidades de ajuste para líquidos de densidad diferente a la del agua

Robusta:

- Alta resistencia a los productos químicos y a los esfuerzos mecánicos
- Totalmente autoclavable

La pipeta Eppendorf Research plus ultraligera cumple las máximas expectativas de precisión y exactitud combinadas con una ergonomía perfecta y una buena flexibilidad.

Un cono de punta con muelle, una opción de calibración por parte del usuario, un indicador del volumen mejorado y todo ello en una pipeta ultraligera, esterilizable en autoclave.

- Ajuste del volumen: Sólo se necesitan unos pocos giros para alcanzar el volumen deseado
- Botón de control: Requiere una fuerza operativa mínima, el color indica el volumen y una posición ergonómica para mayor comodidad.
- Expulsor: requiere una fuerza de trabajo mínima, posicionado ergonómicamente para mayor comodidad.
- Visualización del volumen: 4 dígitos, lupa
- Pantalla de calibración y apertura de ajuste: Calibre el pipeteador a un líquido y volumen específicos.
- Indicador de canal: - usar la pipeta de la misma manera - todo el tiempo
- Elimine los canales individuales: obtenga flexibilidad para las necesidades individuales
- Eppendorf PerfectPiston™: pistón ultraligero de Fortron® (excepto pipetas de 10 µl)
- Clip de conexión rápida: Carcasa inferior fácilmente desmontable
- Cono de puntas accionado por resorte: ergonomía mejorada, ajuste ajustado a la punta





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

