

**Bombas para bidones, PTFE****Bürkle****Bombas para bidones, PTFE**

- Para líquidos ultrapuros y agresivos
- Fabricadas en PTFE blanco puro y sólido, lo que les confiere una excelente resistencia química a todos los medios (excepto al flúor elemental)
- Con llave de paso para evitar el escape de líquidos nocivos o peligrosos y goteos no deseados
- Las uniones roscadas para barril están disponibles como accesorios



Code	Description	Packaging
LLG06255584	Barrel pump Ultrarein from PTFE immersi	1 pz.
LLG06801515	Faßpumpe Ultrarein aus PTFE Eintauchtie	1 pz.
LLG07639613	Barrel pump Ultrarein from PTFE immersi	1 pz.
LLG09001260	Barrel pump Ultrarein from PTFE immersi	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

