

**Aglutinante absorbente de químicos y aceites FastSorb 4.0**Laborgeräte Süd GmbH &
Co.KG**Aglutinante absorbente de químicos y aceites FastSorb 4.0**

FastSorb 4.0 es un agente absorbente esparcible para un rápido ligado de líquidos peligrosos. Este aglutinante rápido debe ser utilizado en todos los lugares de operación donde sea posible que haya fugas peligrosas.

- Comprobado por TÜV Rheinland según el método de ensayo BAM
- Absorbente seguro para la salud ocupacional y el medio ambiente

Soporte de pared opcional con pala y cepillo de mano disponible.



Code	Description	Packaging
LLG04664658	Fast Sorb 4.0 Quick binder 1500g miner	1 pz.
LLG04664660	Wall bracket incl. Handbrush w. rubber	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

