

**Lanza de muestreo Milky, acero inoxidable V4A, según EN ISO 707****Bürkle****Lanza de muestreo Milky, acero inoxidable V4A, según EN ISO 707**

Muestreador universal de polvo y gránulos de acero inoxidable AISI 316. Desarrollado especialmente para muestras de leche en polvo, cumple con las normas de la DIN y la FIL (Federación Internacional de Lechería). El colector se inserta en bolsas o barriles y la muestra se extrae con una lanza de perfil semicircular. Se puede esterilizar en autoclave.

Pedir por separado los sellos de cierre close-it y close-it food & pharma.



Code	Description	Packaging
LLG06051629	Sampling lance milky, ss V4A, 150 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

