

**Tubos de muestreo, acero inoxidable V4A, según ISTA****Bürkle GmbH****Tubos de muestreo, acero inoxidable V4A, según ISTA**

Muestreador para mercancías a granel de libre flujo hasta aprox. 1 cm de diámetro. Esto permite, por ejemplo, extraer avellanas, mezclas de té, granos o artículos similares de grandes sacos.

Operación: Introducir los tubos en un saco hasta la profundidad de muestreo deseada, manteniendo el tubo de recolección cerrado con la mano. Cuando se quita la mano, la muestra fluye directamente a través del tubo abierto hacia el contenedor o la bolsa de muestreo que se encuentra debajo.

-Se puede elegir entre 2 longitudes, 40 cm y 80 cm

-También para los productos a granel de grano grueso

-Acero inoxidable AISI 316

-Corresponde a la norma ISTA para longitudes de semillas de 10 mm y 5 mm

Pedir por separado los sellos de cierre close-it y close-it food & pharma.



Code	Description	Packaging
LLG06200394	Sampler Tubus, V4A SS, L 40 cm, Ø 40 mm	1 pz.
LLG06204492	Sampler Tubus, V4A SS, L 80 cm, Ø 40 mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

