

**Cubetas de tinción LLG, vidrio sodocálcico****LLG Labware****Cubetas de tinción LLG, vidrio sodocálcico**

Las cubetas de tinción de Schifferdecker son adecuadas para sujetar diapositivas de 76 mm x 26 mm horizontalmente. Estas cubetas tiene 10 ranuras que pueden acomodar 20 portaobjetos uno detrás del otro.

Las cubetas de tinción Hellendahl son adecuadas para la sujeción vertical de portaobjetos de 76 mm x 26 mm. Estas cubetas tiene 8 ranuras que pueden acomodar 16 portaobjetos uno detrás del otro.

Las cubetas de tinción "Makro" son adecuadas para 20 portaobjetos de 76 mm x 26 mm (pedir gradillas por separado).

La gradilla de acero inoxidable para "Makro" tiene 20 ranuras que pueden acomodar 20 diapositivas individuales.

Cada cubeta se suministra con una tapa de vidrio.



Code	Description	Packaging
LLG09163250	"LLG-Staining jars ""Schiefferdecker""fo	1 pz
LLG09163251	"LLG-Staining jars ""Hellendahl""for 18	1 pz
LLG09163252	"LLG-Staining jar ""Macro""for 20 slides	1 pz
LLG09163253	LLG-Staining rack, stainless steelfor 2	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

