

**Cubetas de tinción LLG, vidrio sodocálcico****LLG Labware****Cubetas de tinción LLG, vidrio sodocálcico**

Las cubetas de tinción de Schifferdecker son adecuadas para sujetar diapositivas de 76 mm x 26 mm horizontalmente. Estas cubetas tienen 10 ranuras que pueden acomodar 20 portaobjetos uno detrás del otro.

Las cubetas de tinción Hellendahl son adecuadas para la sujeción vertical de portaobjetos de 76 mm x 26 mm. Estas cubetas tienen 8 ranuras que pueden acomodar 16 portaobjetos uno detrás del otro.

Las cubetas de tinción "Makro" son adecuadas para 20 portaobjetos de 76 mm x 26 mm (pedir gradillas por separado).

La gradilla de acero inoxidable para "Makro" tiene 20 ranuras que pueden acomodar 20 diapositivas individuales.

Cada cubeta se suministra con una tapa de vidrio.



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|------------------------------------------|-----------|
| LLG09163250 | "LLG-Staining jars ""Schiefferdecker""fo | 1 pz      |
| LLG09163251 | "LLG-Staining jars ""Hellendahl""for 18  | 1 pz      |
| LLG09163252 | "LLG-Staining jar ""Macro""for 20 slides | 1 pz      |
| LLG09163253 | LLG-Staining rack, stainless steelfor 2  | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

