

**Soporte para pipetas, horizontal, PP**

Isolab

Soporte para pipetas, horizontal, PP

Soporte para 12 pipetas, horizontal, fabricado a base de polipropileno moldeado esterilizable en autoclave. A cada lado se pueden colocar 6 pipetas (más largas de 22 cm) en horizontal. Fácil de limpiar.



Code	Description	Packaging
LLG09273896	Pipette standPP, horizontal, 12 places	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

