


**Soporte para pipetas, horizontal, PP**

Isolab

**Soporte para pipetas, horizontal, PP**

Soporte para 12 pipetas, horizontal, fabricado a base de polipropileno moldeado esterilizable en autoclave. A cada lado se pueden colocar 6 pipetas (más largas de 22 cm) en horizontal. Fácil de limpiar.



Code	Description	Packaging
LLG09273896	Pipette standPP, horizontal, 12 places	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

