

**Muestreadores de zona, Multi/Multicapa/Jumbo/Uno, acero V4A o aluminio****Bürkle****Muestreadores de zona, Multi/Multicapa/Jumbo/Uno, acero V4A o aluminio**

Para la toma de muestras de mercancías a granel de todo tipo. Disponibles en diferentes longitudes y materiales:

Multimuestreador: Con varias cámaras cerradas para el muestreo multipunto a partir de varias profundidades de muestreo predeterminadas. Disponible en acero inoxidable V4A/PTFE, acero inoxidable V4A/V4A o aluminio. Diámetro del tubo: 25mm.

Muestreador multicapa: con tubos internos abiertos para el muestreo transversal a través de todas las capas de la muestra. Vaciado a través del extremo abierto del tubo del muestreador. Disponible en acero inoxidable V4A o aluminio. Diámetro del tubo: 25mm.

Muestreador Jumbo: generalmente como muestreador multicapa con extremo de tubo abierto. Con un diámetro de tubo de 50 mm, ideal para granos gruesos y grandes cantidades. Para la toma de muestras multipunto, las cámaras pueden separarse mediante separadores de PTFE.

Muestreador Uno: Con una cámara cerrada, para muestras objetivo de una profundidad de muestra predeterminada.

Fácil vaciado con el dispositivo de vaciado.

Pedir por separado los cierre de seguridad close-it y close-it food & pharma.



Code	Description	Packaging
LLG06232190	All coat-sampler V4A550 mm length	1 pz.
LLG06234598	All coat-sampler V4A850 mm length	1 pz.
LLG06236850	Jumbo-sampler, aluminium2500 mm length,	1 pz.
LLG06240956	Jumbo-sampler, aluminium850 mm length,	1 pz.
LLG07625884	Jumbo-sampler, aluminium1500 mm length,	1 pz.
LLG07631201	Multi-sampler V4A/V4A550 mm length	1 pz.
LLG07653124	Multi-sampler V4A/V4A850 mm length	1 pz.
LLG09303860	Multi-sampler V4A/PTFE550 mm, 3 chamber	1 pz.
LLG09303862	Multi-sampler V4A/PTFE850 mm, 3 chamber	1 pz.
LLG09303864	Multi-sampler V4A/PTFE1500 mm, 5 chambe	1 pz.
LLG09303865	All coat sampler V4A1500 mm length	1 pz.
LLG09303866	Multi sampler V4A1500 mm length	1 pz.
LLG09303870	Zone collectors,anodized aluminium,leng	1 pz.
LLG09303872	Zone collectors,anodized aluminium,leng	1 pz.
LLG09303874	Zone collectors,anodized aluminium,leng	1 pz.
LLG09303875	Cross-section sampler, aluminium550mm,	1 pz.
LLG09303876	Cross-section samplerlength 850mm, alum	1 pz.
LLG09303877	Cross-section sampler, aluminium1500mm,	1 pz.
LLG09303878	Jumbo sampler, aluminium850mm, chambers	1 pz.
LLG09303879	Jumbo sampler, aluminium1500mm, chamber	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09303883	Jumbo sampler, aluminium 2500mm, chamber	1 pz.
LLG09303886	Uno-sampler V4A/PTFE 550 mm, 1 chamber o	1 pz.
LLG09303887	Uno-sampler V4A/PTFE 850 mm, 1 chamber o	1 pz.
LLG09303888	Uno-sampler V4A/PTFE 1500 mm, 1 chamber	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

