

**Tapones de seguridad SafetyCaps, S 40 / GL 40 / NS 29/32**

Scat

**Tapones de seguridad SafetyCaps, S 40 / GL 40 / NS 29/32**

La válvula de aire integrada (A) bloquea los vapores peligrosos (B) y limpia el aire entrante (C) del polvo y las partículas de suciedad. Diversos conectores mantienen sus capilares y tubos apretados de forma segura (D), incluso cuando se extraen disolventes del depósito. SafetyCaps está disponible para la mayoría de las botellas de vidrio comunes (por ejemplo, el tamaño de rosca GL45). Se pueden personalizar para otros tamaños de envases utilizando diferentes adaptadores. Especialmente recomendado para uso en HPLC: Los disolventes permanecen limpios y los componentes de las mezclas de disolventes no pueden evaporarse. Protección óptima contra los riesgos para la salud causados por evaporación y sellado insuficiente.

Ventajas clave:

- Sin evaporación de gases peligrosos, sin contaminación de disolventes
  - Sin engarce de los tubos de conexión, fácil cambio de envases
  - Sin entrada de aire (HPLC)
  - Ahorre disolventes caros al evitar la evaporación y la rentabilidad
  - Resultados de análisis reproducibles gracias a la fase móvil estable
  - Cuerpo de PTFE resistente a los productos químicos (E)
  - Tapón de rosca giratorio (F) disponible para diferentes tamaños de rosca
- Suministro seguro de disolventes. Con filtro de aire integrado. Para una eficiencia máxima, recomendamos que el respiradero se cambie cada 6 meses. La membrana del filtro absorbe el polvo y las partículas de suciedad para proteger sus depósitos de disolvente. La ventilación es universalmente adecuada para todos los SafetyCaps. También funciona con sus SafetyCaps actuales, simplemente reemplace el respiradero viejo por el nuevo.



Code	Description	Packaging
LLG09139863	Safety Cap II for NS 29/32 ground flask,	1 pz.
LLG09139895	Safety Cap I S40 with stopcock for Merck	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

